

搾乳検査用 スポイトストロー

検査時の搾乳後のタンクから牛乳を移し替える際のスポイトとして
利用できます。

牛乳の検査にもストローが
使われるなんて、感激だモウ〜!!

▲製品事例 口径6mm×長さ750mm

さじや杓子ではなく、ストローを使うメリット

衛生的

コスト削減


従来、搾乳検査で牛乳を移し替えるために使っていた長いさじや杓子は繰り返し洗って使いますが、ストローであれば Disposable (使い捨て) により毎回新品を使用することで衛生的です。また、洗う手間や費用を抑えることができます。

採取方法

① 搾乳缶にストローを入れて



② 吸い口を指でおさえたまま



③ 抜いてゆびを離します



飲料用・工業用・医療用 ストローメーカー



シバセ工業株式会社

会社ホームページ▶

<https://www.shibase.co.jp>



シバセ

検索

ご注文・お問い合わせはこちら

本社 岡山県浅口市鴨方町六条院中3037 TEL: 0865-44-2215 FAX: 0865-44-2640 担当: 玉石 (たまいし)
関東営業所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-9-18-6F TEL: 080-3876-2212 FAX: 020-4664-2380 担当: 久森 (ひさもり)

☎0865-44-2215